




KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

SNI 7424:2024

Metode uji tapis (screening test) residu antibiotic menggunakan bioassay pada daging, jeroan, telur, dan susu



SNI dapat diakses melalui:
<https://pesta.bsn.go.id/>

RUANG LINGKUP

Standar ini menetapkan metode uji tapis (screening test) residu antibiotic menggunakan bioassay pada daging, jeroan, telur, dan susu. Telur hanya mencakup telur mentah yang berasal dari unggas untuk konsumsi. Susu mencakup susu mentah (raw milk), susu cair plain, dan susu bubuk.

Standar ini berlaku untuk pengujian residu antibiotik golongan beta laktam, tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, sulfonamida, dan kuinolon.